物理实验报告

陈建烨 12411913 2025.4.8 P4116

一. 实验名称: 分光计的调整与使用

二. 实验目的

分光计是确定光线偏转角的仪器,也叫测角仪。通过实验,我们要了解分光计的调整技术和技巧,测量三棱镜的顶角和最小偏向角。

三.实验原理

分光计的工作原理是利用光的折射现象。光线从空气进入三棱镜时,发生折射。分光计的主要由望远镜、水平转台、刻度盘和三棱镜组成。通过调整这些部件,可以精确测量光线的偏转角度。

四.实验仪器

分光计、三棱镜、双面反射镜、汞灯。

五.实验内容

(一) 分光计的调整

调整分光计要达到下列要求:

- 1. 望远镜接收平行光,平行光管发出平行光。
- 2. 望远镜、平行光管的光轴垂直仪器的主轴。
- 3. 平行光管与望远镜共轴。

分光计的调整主要包括以下几个步骤:

- 1. 目测粗调:通过目视保证载物台平面大致水平。
- 2. 调整望远镜对平行光聚焦:
 - 1)对目镜调焦使分划板刻线清晰,然后调节望远镜的焦距,使分划板的刻线清晰可见。
 - 2)调望远镜对平行光聚焦
 - a)将平面镜放到载物台上,用目镜照明。
 - b)粗调望远镜和镜面,使镜面与望远镜大致垂直。
 - c)观察与调节镜面反射像,使像清晰无视差。

3. 调整望远镜光轴垂直于仪器主轴

通过不断的调节,使用一定的调节方法,最后使平面镜在任何位置旋转180°时,另一镜面的 反射像也落在同一处,表明镜面平行于仪器主轴,望远镜光轴垂直于仪器主轴。

4. 调整平行光管发出平行光并垂直于仪器主轴 将被照明的狭缝调到平行光管物镜的焦平面上,使物镜射出平行光。

(二) 测量三棱镜的顶角

1.将三棱镜放在载物台上,调整工作面于望远镜垂直。

2.测量三棱镜顶角A: 固定望远镜和刻度盘,转动游标盘,使AC面正对望远镜,记录游标1和游标2的读数,分别为 θ_1 和 θ_2 ;转动游标盘,使AB面正对望远镜,记录游标1和游标2的读数,分别为 θ_1' 和 θ_2' ;载物台转过的角度 $\phi=\frac{|\theta_1-\theta_1'|+|\theta_2-\theta_2'|}{2}$,三棱镜的顶角 $A=\pi-\phi$ 。

六.实验数据

角度	$ heta_1$	$ heta_2$	$ heta_1'$	$ heta_2'$
0	85°35'	265°31'	205°33'	25°31'
1	95°44′	275°41′	215°41′	$35\degree40'$
2	$95\degree43'$	275°41'	215°40'	35°39'

七.数据处理

发现测量时 θ_2 跨过刻度线,对数据修正后计算 ϕ ,表格如下:

角度	$ heta_1$	$ heta_2$	$ heta_1'$	$ heta_2'$	ϕ
0	85°35'	265°31'	205°33'	385°31'	119°59′
1	$95\degree44'$	275°41'	215°41'	395°40'	119°58′
2	$95\degree43'$	275°41'	215°40'	395°39'	119°57′30″

$$1.\phi = \frac{\phi_1 + \phi_2 + \phi_3}{3} = 119°58'10''$$
.

2.三棱镜的顶角 $A=\pi-\phi=60\,^{\circ}1'50''$ 。

八.误差分析

- 1. 游标盘的度盘和游标盘的偏心差。
- 2. 对齐反射像与上十字重合存在一定的误差。

- 3. 望远镜光轴和平行光线难以完全平行和完全垂直于仪器主轴。
- 4. 实验员每次观察角度有点不同导致的偏差。

九.实验结论

在调整玩分光计后,用分光计测得三棱镜顶角 $A=60^{\circ}1'50''$,与理论值相差不大。

十.思考题

由于每次调整时,平面镜和载物台为一个整体,载物台表面并不平整,改变位置后,会对平面镜的平面位置产生改变,导致镜面于望远镜光轴不垂直,影响实验结果。但这种情况并不代表要调整望远镜的光轴,这个只与平面镜与载物台有关,与望远镜无关。